


Die lustig quietschende Daisy ist die ideale Hilfe z.B. auf dem Therapietisch eines Rollstuhles. Er regt die Bewegungsfreude an. Die **Daisy Vario** lässt sich durch das Mobeli-Einrastsystem in der gewünschten Position fixieren: horizontal, vertikal und 45° nach links bzw. rechts geneigt. Durch die variable Verstellbarkeit der Griffneigung ist die optimale Griffposition einstellbar. Das erlaubt eine entspannte Handstellung und ist z.B. bei Spastiken oder Kontrakturen sehr hilfreich.



Stabi Vario Kid Ergo ist mit dem gleichen Mobeli-Einrastsystem wie der Daisy Vario ausgestattet. Der rote Kid Ergo Griff, gefertigt aus weichem Material und ergonomisch auf Kinderhände optimiert, kann zur Kontrakturprophylaxe von Fingern eingesetzt werden.



Der **Daisy Horizontal** wurde zum Stabilisieren der Hand oder zum Festhalten für kleine Kinder konzipiert. Die gelbe Ente macht Kinder neugierig und regt dazu an, nach ihr zu greifen und zuzudrücken. Unsere Schätze können so spielerisch und ganz nebenbei ihre feinmotorischen Fertigkeiten trainieren.



MOBELI®



KIDS

NEUHEIT: Mobile Stabilisationsgriffe für Kinder


Mit Therapeuten entwickelt: Die Stabilisationsgriffe mit dem roten Ergo Griff, gefertigt aus weichem Material und ergonomisch auf Kinderhände optimiert, kann zur Kontrakturprophylaxe von Fingern eingesetzt werden.

Alle anderen Griffe sind durch Schnappverschlüsse schnell zerlegbar und mit der patentierten Vakuum-Sicherheitsanzeige ausgestattet. Bei der Mobeli Vakuum-Sicherheitsanzeige ist sichtbar und spürbar, ob der Griff ausreichend Haftkraft hat, bzw. ob eine erneute Fixierung nötig ist.


Der **Kid Handi Ergo** Stabilisationsgriff ist klein (Durchmesser des Saugers 80mm) und kann gut auf Reisen mitgenommen werden.



Stabi Horizontal Kid Ergo



MOBELI®	Durchmesser Griff mm	Nennlast	Best. Nr.
Daisy Horizontal	26	10 kg	14002 92 S
Daisy Vario	26	15 kg	14002 91 S
Stabi Horizontal Kid Ergo			14102 94 S
Stabi Vario Kid Ergo			14102 93 S
Kid Handi Ergo			14090 226



Therapiehilfen

Stabilisationsgriffe. Sie möchten eine Hilfe, die Ihren Arm stabilisiert und führt: Mobeli Stabi - in 2 Varianten. Er kann schnell und einfach auf allen porendichten Flächen wie lackiertem Holz, Kunststoff oder Metall befestigt werden.

Der Stabi Horizontal stabilisiert in der Horizontalen; Stabi Vario kann wahlweise vertikal, horizontal oder im 45°-Winkel nach links oder rechts geschwenkt werden.



MOBELI®	Durchmesser Griff mm	Nennlast	Best. Nr.
Stabi Horizontal	31	15 kg	14002 95 S
Stabi Vario	31	15 kg	14002 96 S
Handi (Bild oben)	31 (ohne Vakuum-Anzeige)		14090222

Gezielte Hilfe
Mobile Stabilisationsgriffe - genial einfach.

Infoblatt D14.710.18.05

MOBELI®

Mobile Haltegriffe - genial einfach und sicher.

NEUHEIT: Mobile Stabilisationsgriffe

Ab Mai 2018 ist eine neue Variante unserer Stabi-Griffe erhältlich: Die Ergo Serie. Mit Therapeuten entwickelt, animiert der farblich abgesetzte Griff zum selbstständigen Positionswechsel bzw. zum Aufrichten im Rollstuhl.

Durch das weiche Material und die ergonomische Ausformung, kann der Stabi Ergo auch zur Kontrakturprophylaxe in den Fingern eingesetzt werden.

Der Stabi Horizontal stabilisiert in der Horizontalen; Stabi Vario kann wahlweise vertikal, horizontal oder im 45°-Winkel nach links oder rechts geschwenkt werden.

Die Saugteller sind mit der patentierten Vakuum Sicherheitsanzeige ausgestattet. Bei der Mobeli Vakuum-Sicherheitsanzeige ist sichtbar und spürbar, ob der Griff ausreichend Haftkraft hat, bzw. ob eine erneute Fixierung nötig ist.



MOBELI®	Best. Nr.
Stabi Vario Ergo	14102 96 S
Stabi Horizontal Ergo	14102 95 S

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter: www.mobeli.de