

Sicherheit im Blick

Immer eine runde Sache.



MOBELI®
Das innovative Original.



KippStopp.
Das Sicherheitsschloss.

MOBELI Produkte erhalten Sie im guten Fachgeschäft.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanleitung und im Internet unter:
www.mobeli.de/download-bereich

ROTH®

Roth GmbH
Kohlbergstr. 5
D-72213 Altensteig
Telefon +49 (0) 7453 9381-0
Fax +49 (0) 7453 9381-23



06/2019
Änderungen vorbehalten.

Kennen Sie unser Video? Sie finden es unter

www.mobeli.de

Sie erreichen uns unter info@mobeli.de

Zubehör

Nützliches zum System Mobeli.

- (1) **Aufsteckbare Kontrastringe:** Wenn Sie eine Unterstützung zum Erkennen des Griffbereichs benötigen. Farbe: Rot.
- (2) Benutzen Sie den **Schnapp-Entriegler** als Entriegelungshilfe, Entriegelungsschutz und Kontrastring.
- (3) **KippStopp** das Sicherheitsschloss. Mit diesem Sicherheitsschloss können Sie den Mobeli Haltegriff einfach „abschliessen“. Vergleichbar mit einem Vorhängeschloss.
- (4) Ihre Fliesen haben kein Mindestmaß von 14 x 14 cm? **Selbstklebende Mobeli Edelstahlplatten** werden einfach dort aufgeklebt, wo Sie - fester Untergrund vorausgesetzt - den Mobeli Haltegriff anbringen möchten.



	Best. Nr.
Aufsteckbare Kontrastringe	1402766
Schnapp-Entriegler	1402767
KippStopp (Kipphebelsicherung)	1400672
Edelstahlplatten (selbstklebend)	
Paar (145 x 145 mm)	1461414

9



QuattroPower Stütz. Ruck-Zuck festen Halt ohne Bohren. Sie positionieren das QuattroPower-Stützsystem, legen die Kipphebel um, fertig.

Die QuattroPower Stütz Haltesysteme sind für ein maximales Benutzergewicht von 80 kg ausgelegt.

Das Stützsystem QuattroPower Stütz verteilt mit seinen 4 Saugtellern die auf die Wand wirkenden Hebelkräfte. Vorteil: Es kann sogar an gefliesten Hohlraumwänden (z.B. 2-lagige Gipskarton-Bekplankung) befestigt werden. Teure Umbauten zur Wandverstärkung für geschraubte Griffe sind nicht nötig.



10

Stützsysteme

Sicherer Halt. Da wo Sie ihn brauchen.

Sehr beliebt in Wandnähe ist die Kombination von einem QuattroPower Stützgriff und einem klassischen Mobeli Haltegriff (Festmaß oder Teleskop).

Je nach Wunsch und den räumlichen Gegebenheiten, kann dieses Stützsystem z.B. beidseitig am WC aufwärts und/oder abwärts angebracht werden. Bei einer Befestigung nach oben, gewinnt man eine zusätzliche Möglichkeit zum Abstützen oder Hochziehen. Unsere QP Stützsysteme bieten eine Vielzahl von Befestigungsvarianten und erlauben eine Verwendung bei teils völlig neuen Aufgaben wie z.B. der Krankengymnastik.

Platzsparende Minimallösung: Sie können den QP zu einem einfachen Haltegriff mit 4 Saugern umstecken. Der Stützgriff ist mit 26 mm Griffstangendurchmesser für Kinder oder mit 35 mm in der Standardausführung erhältlich.



	Best. Nr.
QuattroPower Stütz	80 kg 14002 65 S
QuattroPower Stütz + Griffhorn	80 kg 14002 66 S
QuattroPower Stütz Kid	60 kg 14002 68 S
QuattroPower Stütz Kid + Griffhorn	60 kg 14002 69 S

11



QuattroPower Wanne. Optimiert für die Badewanne: Das Mobeli Stützsystem QuattroPower Wanne eignet sich hervorragend für den Wannenein- und ausstieg. Es hält hohen Zug- und Stützbelastungen stand.

Ergreifen Sie mit beiden Händen vor dem Ein- oder Ausstieg die Griffstange und lassen diese erst wieder los wenn Sie sicher sitzen bzw. fest stehen.

Übrigens: Der QuattroPower Wanne kann auf der Außen- oder Innenseite angebracht werden. Der Saugkopf hält auch unter Wasser.



	Best. Nr.
QuattroPower Wanne*	80 kg 14002 63 S
QuattroPower Wanne* + Griffverlängerung	80 kg 14002 64 S
QuattroPower Wanne	80 kg 14002 61 S
QuattroPower Wanne + Griffverlängerung	80 kg 14002 62 S

*für schmale Wannen

12



Das mobile Haltesystem bei dem der Vakuumzustand und damit die Haftkraft permanent überprüft wird.



MOBELI®

Mobile Haltegriffe - genial einfach und sicher.

Mobile Haltegriffe

Mobil leben. Barrieren überwinden.

Das patentierte System Mobeli von ROTH ist eine praktische Hilfe, die sich im Alltag von behinderten und älteren Menschen bewährt hat. Die mobilen Griffe sind schnell und komfortabel anzubringen und ebenso leicht wieder zu lösen. Die beiden Saugköpfe mit je 120 mm Durchmesser einfach auf eine plane, poredichte Fläche andrücken, die Vakuum-Kipphobel umlegen - fertig.

Alle Haltegriffe sind hervorragend verarbeitet und vom TÜV-Süd geprüft, haben eine enorm hohe Haftkraft und sind in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Die edlen CHROMLOOK Premium Haltegriffe besitzen eine besonders griffige Tropfen-Perl-Struktur und passen optisch hervorragend zu anderen Chrom-Badarmaturen.

Handgrifflänge mm		Best. Nr.
1-Hand-Griff	110	105 kg 14002 20 S
2-Hand-Griff	210	100 kg 14002 25 S
2-Hand-Griff	350	95 kg 14002 26 S
2-Hand-Griff	650	95 kg 14002 27 S
2-Hand-Teleskopgriff	220-345	85 kg 14002 21 S
2-Hand-Teleskopgriff	340-465	85 kg 14002 22 S
2-Hand-Teleskopgriff	440-565	85 kg 14002 23 S
2-Hand-Teleskopgriff	665-790	80 kg 14002 24 S
CHROMLOOK Premium Version:		
2-Hand-Griff	350	95 kg 14002 26 SCL
2-Hand-Griff	650	95 kg 14002 27 SCL

Die mobilen Haltegriffe sind entwickelt, um die natürliche Bewegung zu unterstützen. Sie sind nicht konstruiert, um das gesamte Körpergewicht zu tragen. Alle MOBELI Haltegriffe wurden vom TÜV Süd nach der aktuellsten Norm ISO17966:2016 erfolgreich getestet. Im Kontext der neuen Prüfung wird die Belastbarkeit ab sofort mit dem max. Benutzergewicht angegeben. In dieser Norm ist gefordert, dass eine Sicherheitsanzeige die Restkraft des Haltegriffs anzeigen muß. Die Mobeli Vakuum-Sicherheitsanzeige erfüllt diese Verpflichtung und ist damit auf dem „Stand der Technik“ für Medizinprodukte.

MOBELI®

Saugteller

Die innere Verzahnung von Saugteller und Saugkopf führt zu einer erheblich höheren Haltekraft. Die aus speziellem Gummi gefertigten Saugteller halten sogar auf leicht strukturierten Bad- und WC-Fliesenflächen.



Teleskopgriff

Damit Sie den Haltegriff unabhängig vom Fliesenformat anbringen können, haben wir diesen Teleskopgriff entwickelt. Die Griffe sind aus einem extrem hochschlagfesten und zähen Kunststoff.

Schnellverriegler

Alle Mobeli Haltegriffe können ohne Werkzeug problemlos zusammengesteckt und für die Reise leicht zerlegt werden. Wie alle Metallteile des Systems Mobeli ist der Schnellverriegler aus Edelstahl gefertigt.

Vakuum Sicherheitsanzeige

Diese Innovation ist schlicht revolutionär. **Der einzige Haltegriff, bei dem permanent der Vakuumzustand - und damit die Haftkraft - gemessen wird.** Denn die Mobeli Sicherheitswippe prüft kontinuierlich das Vakuum. Ist die Warn-Wippe im Hebel versenkt, stimmt die Haftkraft und der Griff ist voll belastbar. Fährt die Warn-Wippe aus und der rote Wippenrand wird sichtbar, muss der Mobeli Haltegriff gelöst und erneut angesaugt werden. Auch geeignet für Personen mit Sehschwäche, denn die Warn-Wippe ist bei Vakuumverlust gut tastbar. MOBELI hat dadurch den „Sicherheitsstandard der Technik“ für mobile Haltegriffe gesetzt.

CE Die mobilen MOBELI Haltegriffe sind Konform mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



3

Sicherheitsanzeige

Mobil und sicher. Denn Sicherheit geht vor.

Mobeli ist das Original unter den mobilen Haltegriffen. Unsere Produktfamilie wird ständig weiterentwickelt. Alle Haltegriffe des Systems Mobeli aus dem traditionsreichen Unternehmen ROTH werden in Deutschland entwickelt und gefertigt.

Mobeli-Sicherheitswippe: Das Vakuum wird permanent geprüft.



Bei versenkter Sicherheitswippe kann der Haltegriff mit dem vollen (für jeden Griff jeweils einzeln angegebenen) maximalen Benutzergewicht belastet werden.



Wird der rote Seitenrand der Sicherheitswippe sichtbar muss der Haltegriff gelöst und erneut angebracht werden. Das Prinzip: Bei Vakuumverlust fährt die Sicherheitswippe aus. Es besteht zwar noch eine reduzierte Haltekraft, aber der Griff erreicht nicht mehr die im maximalen Benutzergewicht angegebene Haltekraft. Also einfach den Haltegriff lösen und neu fixieren.

Reisefreudig. Unsere mobilen Haltegriffe lassen sich einfach zerlegen. Sie benötigen nur wenig Platz in Ihrem Gepäck, sind am Reiseziel schnell wieder zusammengesteckt und dann sofort einsatzbereit - ohne Werkzeug.



5

QuattroPlus

Mehr Mobilität. Zuhause und Unterwegs.



Hochlast-Variante: Der mobile QuattroPlus kann an der Wand und über Eck befestigt werden, er dient als Haltegriff und als Umsetzhilfe. Der in Europa und den USA patentierte QuattroPlus kann wegen seiner hohen Belastbarkeit auch von schwereren Personen genutzt werden.

Dank des integrierten Kreuzgelenkes (360° drehbar) ist es möglich, den QuattroPlus sogar an den Zargen einer Zimmertür zu befestigen. Voraussetzung ist ein fester, poredichter, planer Befestigungsuntergrund wie z.B. bei Metallrahmen. Das maximale Benutzergewicht bis 160 kg wird dadurch nicht beeinträchtigt.



Handgrifflänge mm		Best. Nr.
QuattroPlus	200-325	160 kg 14002 41 S
QuattroPlus	320-445	160 kg 14002 42 S
QuattroPlus	420-545	160 kg 14002 43 S
QuattroPlus	645-770	150 kg 14002 44 S

6

Handlauf

Flexibel - der Winkelverstellbare Handlauf

Der Winkelverstellbare Handlauf ist die optimale Hilfe für ein barrierefreies Bad. Durch die einzigartige Horizontal-Vertikal-Kombination ist der mobile Handlauf in vielen Alltagssituationen hilfreich, sei es in der Badewanne beim Aufrichten oder als Haltehilfe in der Dusche. Der große Aktionsradius und seine Vielseitigkeit sind die Stärken unseres mobilen Handlaufs.

Die Barrierefrei DIN 18040 (in 5.3.5.) fordert für Duschkabine neben einem waagerechten Haltegriff in 85 cm Höhe auch einen vertikalen Haltegriff; der Winkelverstellbare Handlauf erfüllt all diese Anforderungen in einer Lösung, rechts- und linksseitig.

Aus dem Handlauf lässt sich in nur wenigen Sekunden ein Haltegriff für unterwegs machen.



Handgrifflänge mm		Best. Nr.
Winkelverstellbarer Handlauf	340-465	85 kg 1400222H2 S
Winkelverstellbarer Handlauf	440-565	85 kg 1400223H3 S
Winkelverstellbarer Handlauf	350	95 kg 1400226H6 S
Winkelverstellbarer Handlauf	650	95 kg 1400227H7 S

7